

# WYDZIAŁOWA PRACOWNIA TECHNIK MIKROSKOPOWYCH WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UW

## Załącznik 5

### Zasady korzystania z Laboratorium mikroskopii konfokalnej

1. Użytkownicy zgłaszają chęć skorzystania z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, przesyłając opiekunowi Laboratorium wypełniony „Formularz zlecenia” (załącznik 1).
2. Do korzystania z mikroskopu konfokalnego Olympus FV1000 uprawnione są tylko osoby przeszkolone przez opiekuna pracowni.
3. Rezerwacji Laboratorium dokonuje się na stronie internetowej [www.my.calendars.net/fv1000](http://www.my.calendars.net/fv1000). Dokonując rezerwacji, należy wpisać w kalendarzu: imię, nazwisko, nazwę jednostki (skrót) nr telefonu kontaktowego oraz zaznaczyć czy będzie używany palnik rtęciowy.
4. Wysokość opłat wynikających z korzystania z Laboratorium mikroskopii konfokalnej określa cennik (załącznik 2).
5. **Każdy użytkownik zobowiązany jest do:**
  - a. Zapoznania się z Regulaminem Laboratorium (należy potwierdzić podpisem).
  - b. Sprawdzenia stanu mikroskopu przed rozpoczęciem pracy. Wszelkie nieprawidłowości muszą być zgłoszone opiekunowi Laboratorium przed rozpoczęciem pracy. W przypadku wystąpienia złamania regulaminu do odpowiedzialności będzie pociągany poprzedni użytkownik mikroskopu.
  - c. Zgłaszania opiekunowi Laboratorium wszelkich usterek wynikłych w trakcie użytkowania mikroskopu.
  - d. Utrzymywania sprzętu w czystości (obiektywy, okulary, stolik).
  - e. Przykrywania mikroskopu folią ochronną po skończonej pracy.
  - f. Gromadzenia danych na dysku D w folderze zawierającym imię i nazwisko użytkownika
  - g. Nagrywania swoich plików na jednorazowe nośniki CD-R lub DVD-R.
  - h. Usuwania swoich plików z poprzedniej sesji.
  - i. Wpisania się do książki użytkownika, zaznaczając datę, godziny pracy oraz czas działania palnika rtęciowego.
  - j. Wyłączania palnika rtęciowego przypadku spodziewanej przynajmniej półgodzinnej przerwy w jego używaniu.
  - k. Poinformowania następnego użytkownika o skończonej pracy.

6. **Zabrania się:**

- a) Wprowadzania jakichkolwiek zmian w mikroskopie konfokalnym oraz jego peryferiach.
- b) Wprowadzania zmian w oprogramowaniu komputera służącego do obsługi mikroskopu konfokalnego.
- c) Instalowania własnego oprogramowania na komputerze do obsługi mikroskopu konfokalnego
- d) Używania wymiennych nośników pamięci typu: pendrive lub dysk przenośny.
- e) Przekazywania klucza do Laboratorium osobom nieuprawnionym.

7. **W przypadku złamania regulaminu Laboratorium użytkownik:**

- a) Może dostać zakaz korzystania z Laboratorium.
- b) Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.